

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbm46 Pour Wb Et Elisa - Q8Tby0

Numéro d'article: CM0024129

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RBM46 (CT68), un régulateur clé de la méiose et de la fertilité. Validé pour le WB et l'ELISA, avec réactivité croisée contre l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie de la reproduction et sur les cellules germinales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM46 pAb de lapin
Remarques / Alias	CT68; RBM46
Espèce	Humain
GeneID (humain)	166863
GeneID	166863
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 de la protéine RBM46 humaine (NP_659416.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TBY0
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sachet de glace