


## Anticorps Polyclonal Anti-Rbm5 Pour Wb, Elisa - P52756

Numéro d'article: CM0014761



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le RBM5 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'apoptose et l'épissage alternatif.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | RBM5 Lapin pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias    | G15, H37, RMB5, LUCA15, LUCA-15, RBM5                                                                                     |
| Espèce             | Humain                                                                                                                    |
| GeneID (humain)    | 10181                                                                                                                     |
| GeneID             | 10181                                                                                                                     |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 du RBM5 humain (NP_005769.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                     |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                       |
| SWISS              | P52756                                                                                                                    |
| Poids Protéique    | 92kDa                                                                                                                     |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                              |