

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbm6 Pour Wb Et Elisa - P78332

Numéro d'article: CM0014299

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RBM6 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Adapté à l'étude de la fonction de la protéine de liaison à l'ARN 6, de l'épissage alternatif et à la recherche sur les antigènes du cancer du poumon.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	3G2; g16; DEF3; DEF-3; HLC-11; NY-LU-12; RBM6
Espèce	Humain
GeneID	10180
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 530-770 de la RBM6 humaine (NP_005768.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P78332
Poids de la protéine	129 kDa
Expédition	Sachet de glace