

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rbm7 (Validé Ko) Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Cqt2

Numéro d'article: CM0010599

Introduction

Anticorps monoclonal lapin validé KO dirigé contre la Rbm7 de souris. Convient pour WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Poids de la protéine 30 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] Rbm7 mAb Lapin
Remarques/Alias	1200007M24Rik; 1500011D06Rik
Espèce	Souris (Mouse)
GeneID (humain)	10179
GeneID	67010
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 87-265 de la Rbm7 de souris (NP_659197.2).
Source	Lapin (Rabbit)
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9CQT2
Poids de la Protéine	30kDa
Expédition	Sac de glace