


Anticorps Polyclonal Anti-Rbm7 Pour Wb, Elisa - Q9Y580

Numéro d'article: CM0019655



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine 7 de liaison à l'ARN humaine (RBM7), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. Convient à l'étude de la fonction du complexe NEXT et du métabolisme de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RBM7
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10179
GeneID	10179
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 266 de la RBM7 humaine (NP_057174.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q9Y580
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac de glace