

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-RbmX/Hnrnp G Pour Wb, Elisa - P38159

Numéro d'article: CM0018372



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la protéine RBMX/hnRNP G humaine, validé pour WB et ELISA, avec réaction croisée avec la souris. Cible une protéine multifonctionnelle de liaison à l'ARN impliquée dans la transcription, l'épissage et la signalisation TNFR1. Idéal pour les études d'oncologie et de neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBMX/hnRNP G Rabbit pAb
Remarques / Alias	RNMx; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXP1; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27316
GeneID	27316
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 de la protéine RBMX/hnRNP G humaine (NP_002130.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P38159
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace