

Anticorps Polyclonal Anti-Rbmy1F Pour Wb Et Elisa - Q15415

Numéro d'article: CM0018849

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant RBMY1F humain (UniProt Q15415). Convient aux applications de Western blot et d'ELISA, avec une réactivité croisée chez le rat. Essentiel pour l'étude de la spermatogenèse et de l'épissage des pré-ARNm dans les testicules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RBMY1F
Remarques/Alias	YRRM2 ; RBMY1F
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	159163
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 80 de RBMY1F humain (NP_689798.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q15415
Poids moléculaire de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace