


Anticorps Polyclonal Anti-Rbp1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P09455

Numéro d'article: CM0014546



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le RBP1 humain (protéine de liaison cellulaire au rétinol I). Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le transport de la vitamine A et la biologie des gouttelettes lipidiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CRBP; RBPC; CRBP1; CRBPI; hCRBP1; CRABP-I; RBP1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5947
GeneID	5947
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-135 du RBP1 humain (NP_001352869.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09455
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace