


## Anticorps Monoclonal Anti-Rbp4 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02753

Numéro d'article: CM0010936



### Introduction

Anticorps monoclonal RBP4 de lapin (alias RDCCAS ; MCOPCB10) validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit avec la protéine de liaison du rétinol 4 (transport plasmatique du rétinol) humaine, de souris et de rat. Poids moléculaire d'environ 21 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | mAb anti-RBP4 de lapin                                                                                                                                  |
| Remarques/Alias                  | RDCCAS ; MCOPCB10                                                                                                                                       |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                                  |
| GeneID (Humain)                  | 5950                                                                                                                                                    |
| GeneID                           | 5950                                                                                                                                                    |
| Immunogène                       | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-201 de la RBP4 humaine (NP_006735.2). |
| Origine                          | Lapin                                                                                                                                                   |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                   |
| Applications                     | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                     |
| SWISS                            | P02753                                                                                                                                                  |
| Poids moléculaire de la protéine | 21 kDa                                                                                                                                                  |
| Expédition                       | Sachet de glace                                                                                                                                         |