


Anticorps Polyclonal Anti-Rbp4 Pour Wb, Elisa - P02753

Numéro d'article: CM0015617



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la RBP4 humaine (protéine 4 de liaison au rétinol), validé pour les applications WB et ELISA. Détecte les niveaux endogènes chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur le transport du rétinol et le métabolisme de la vitamine A.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBP4 pAb de lapin
Remarques/Alias	RDCCAS ; MCOPCB10 ; RBP4
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5950
ID du gène	5950
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19 à 201 de la RBP4 humaine (NP_006735.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P02753
Poids moléculaire	21 kDa
Expédition	Poche réfrigérante