


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbp4 Pour Wb, Elisa - P02753

Numéro d'article: CM0021829



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le RBP4 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour les investigations sur le transport du rétinol, l'homéostasie de la vitamine A et les voies liées à la vision.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RBP4 Lapin pAb
Remarques/Alias	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5950
GeneID	5950
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-201 du RBP4 humain (NP_006735.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P02753
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace