


## Anticorps Polyclonal Anti-Rbp7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96R05

Numéro d'article: CM0024327



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RBP7 pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît RBP7 (CRBP4/CRABP4) humain, souris et rat. Protéine de transport intracellulaire clé du rétinol. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des rétinoïdes et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | RBP7 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Remarques / Alias  | CRBP4; CRABP4; CRBP4V; RBP7                                                                                                    |
| Espèce             | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)    | 116362                                                                                                                         |
| GeneID             | 116362                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-134 de la RBP7 humaine (NP_443192.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée | Souris, Rat                                                                                                                    |
| SWISS              | Q96R05                                                                                                                         |
| Poids protéique    | 16 kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                   |