

Anticorps Monoclonal Anti-Rbpjk Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q06330

Numéro d'article: CM0005467



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre RBPJK (CBF-1, SUH) validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec RBPJK humain et de souris (56 kDa). Outil essentiel pour l'étude de la signalisation Notch et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBPJK Rabbit mAb
Remarques/Alias	SUH; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUH; IGKJRB1; RBP-J kappa
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3516
GeneID	3516
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de RBPJK humain (Q06330).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q06330
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sachet réfrigérant