

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbpjk Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q06330

Numéro d'article: CM0024989



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la RBPJK (RBP-J, CBF1) humaine. Validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation Notch et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBPJK pAb de lapin
Remarques/Alias	SUH; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUH; IGKJRB1; RBP-J kappa
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3516
GeneID	3516
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la RBPJKB (NP_976028.1) humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06330
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sachet de glace