

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbpms Pour Wb Et Elisa - Q93062

Numéro d'article: CM0016285



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RBPMS, une protéine de liaison à l'ARN impliquée dans la régulation de l'épissage alternatif. Validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie vasculaire et sur l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RBPMS Lapin pAb
Remarques/Alias	HERMES; RBPMS
Espèce	Humain
ID de Gène	11030
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-219 de RBPMS humain (NP_001008712.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q93062
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace