

Anticorps Polyclonal Anti-Rc3H1/Roquin-1 Pour Wb Et Elisa - Q5Tc82

Numéro d'article: CM0019225



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine RC3H1 (Roquin-1) humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Adapté à l'étude de la régulation génique post-transcriptionnelle et des réponses immunitaires. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RC3H1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FHL6; IMDSHY; RNF198; ROQUIN; RC3H1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	149041
Identifiant du gène	149041
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 834-1133 de la protéine RC3H1 humaine (NP_742068.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5TC82
Poids de la protéine	126 kDa
Expédition	Sachet de glace