

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rcc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P18754

Numéro d'article: CM0002948



Introduction

Le RCC1 Rabbit mAb est un anticorps monoclonal produit contre la protéine RCC1 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la condensation de la chromatine et de la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RCC1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CHC1; RCC1-I; RCC1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1104
GeneID	1104
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine RCC1 humaine (P18754).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18754
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace