

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rcc2 Pour Wb, Elisa - Q9P258

Numéro d'article: CM0016250



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RCC2 (TD-60), validé pour le Western Blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation du cycle cellulaire, de la mitose et des voies de signalisation des petites GTPases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RCC2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TD-60; RCC2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	55920
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 323-522 de la RCC2 humaine (NP_001129676.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9P258
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace