

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rce1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y256

Numéro d'article: CM0020700

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine RCE1 humaine (protéase prényl CAAX 2/FACE2). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. 36 kDa. Convient pour les études de traitement des protéines prénylées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RCE1
Remarques/Alias	FACE2 ; RCE1A ; RCE1B ; RCE1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9986
Identifiant du gène	9986
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la protéine RCE1 humaine (NP_005124.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y256
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace