

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rcl1 Pour Wb Et Elisa - Q9Y2P8

Numéro d'article: CM0025636



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le RCL1 humain (protéine de type cyclase du phosphate 3'-terminal de l'ARN). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RCL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RNAC; RPCL1; RCL1
Espèce	Humain
ID de Gène	10171
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du RCL1 humain (NP_005763.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2P8
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace