

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rcn1 Pour Wb/If/Icc/Elisa - Q15293

Numéro d'article: CM0018863

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la RCN1 (Réticulocalbine-1) humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la signalisation calcique du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RCN1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RCN; RCAL; PIG20; HEL-S-84; RCN1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5954
GenelD	5954
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-331 de la RCN1 humaine (NP_002892.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15293
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace