

## Anticorps Polyclonal Anti-Rcn2 (Réticulocalbine-2) Pour Wb Et Elisa - Q14257

Numéro d'article: CM0018939

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la RCN2 humaine (réticulocalbine-2), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à la recherche sur les protéines de liaison au calcium du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | [Validé par KO] pAb de lapin anti-RCN2                                                                                            |
| Remarques/Synonymes              | E6BP ; ERC55 ; ERC-55 ; TCBP49 ; N2                                                                                               |
| Espèce                           | Humaine                                                                                                                           |
| ID du gène                       | 5955                                                                                                                              |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 180 de la RCN2 humaine (NP_002893.1). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée               | Humaine, souris, rat                                                                                                              |
| SWISS                            | Q14257                                                                                                                            |
| Poids moléculaire de la protéine | 37 kDa                                                                                                                            |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                      |