


## Anticorps Polyclonal Anti-Rcvrn Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35243

Numéro d'article: CM0029325



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la récupérine humaine (RCVRN). Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la transduction visuelle et les études sur la rétinopathie associée au cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | RCVRN Lapin pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias     | RCV1; RCVRN                                                                                                                    |
| Espèce              | Humain                                                                                                                         |
| ID de gène (Humain) | 5957                                                                                                                           |
| ID de gène          | 5957                                                                                                                           |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la RCVRN humaine (NP_002894.1) |
| Source              | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS               | P35243                                                                                                                         |
| Poids moléculaire   | 23 kDa                                                                                                                         |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                   |