

Anticorps Polyclonal Anti-Rdh11 Pour Wb Et Elisa - Q8Tc12

Numéro d'article: CM0021995

Introduction

Anticorps polyclonal Anti-RDH11 adapté pour WB et ELISA, détectant la rétinol déshydrogénase 11 humaine et de rat. Cible une enzyme critique dans le métabolisme des rétinoïdes avec un poids moléculaire prédit de 35 kDa. Idéal pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RDH11 Lapin pAb
Remarques/Alias	MDT1; CGI82; PSDR1; RALR1; SCALD; ARSDR1; HCBP12; RDJCSS; SDR7C1; RDH11
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	51109
ID de gène	51109
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-145 de RDH11 humaine (NP_057110.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q8TC12
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace