

Anticorps Polyclonal Anti-Rdm1 (Rad52B) Pour Wb, Elisa - Q8Ng50

Numéro d'article: CM0030558

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RDM1 validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Cible la protéine humaine contenant le motif RAD52 1, une protéine liant l'ADN et l'ARN associée à la résistance au cisplatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RDM1 pAb de lapin
Remarques/Alias	RAD52B; RDM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	201299
GeneID	201299
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 125-284 de la RDM1 humaine (NP_663629.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8NG50
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace