

Anticorps Polyclonal Anti-Reck Pour Wb, Elisa - 095980

Numéro d'article: CM0028369



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine RECK humaine (protéine riche en cystéine induisant la réversion avec motifs de Kazal). Convient pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour les études sur la signalisation Wnt, l'angiogenèse et la biologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RECK Lapin pAb
Remarques/Alias	ST15 ; RECK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8434
GeneID	8434
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-210 de la protéine RECK humaine (NP_066934.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O95980
Poids protéique	106 kDa
Expédition	Sac de glace