


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Recoverin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35243

Numéro d'article: CM0010559



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Recoverin de haute qualité, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Convient aux échantillons humains, murins et de rat. La Recoverin est un capteur de calcium impliqué dans la phototransduction. Idéal pour la recherche sur la vision.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Recoverin
Remarques/alias	RCV1 ; RCVRN
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5957
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 200 de la Recoverin humaine (NP_002894.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P35243
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace