

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Recql4 Pour Wb Et Elisa - 094761

Numéro d'article: CM0026678



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine RECQL4 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Détecte RECQL4 dans des échantillons humains et murins. Adapté pour l'étude de la fonction des ADN hélicases et de la stabilité génomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RECQL4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RECQ4; RECQL4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9401
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 231-330 de la protéine RECQL4 humaine (NP_004251.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	094761
Poids de la protéine	133kDa
Expédition	Sac de glace