

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Reep1 Pour Wb Et Elisa - Q9H902

Numéro d'article: CM0026892

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine REEP1 humaine (protéine de la paraplégie spastique 31), validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine REEP1 humaine, murine et de rat (~22 kDa). Convient pour la recherche sur le réseau du réticulum endoplasmique et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-REEP1
Remarques/Alias	DSMA6 ; HMN5B ; SPG31 ; Yip2a ; C2orf23 ; REEP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	65055
Identifiant du gène	65055
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H902
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace