

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Reep2 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Brk0

Numéro d'article: CM0021825

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-REEP2 pour WB, IF-P, ELISA. Détecte le REEP2 humain, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible la protéine de formation du réseau du réticulum endoplasmique impliquée dans la paraplégie spastique héréditaire. Idéal pour la recherche en neurosciences et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	REEP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SPG72 ; Yip2d ; C5orf19 ; SGC32445 ; REEP2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	51308
Identifiant du gène	51308
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 93-252 du REEP2 humain (NP_057690.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9BRK0
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace