

Anticorps Polyclonal Anti-Reep5 Pour Wb, Elisa - Q00765

Numéro d'article: CM0016795

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre REEP5, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA ; détecte le REEP5 humain, murin, de rat. Idéal pour l'étude de la fonction du réticulum sarcoplasmique cardiaque. L'immunogène correspond aux résidus 120-189.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	REEP5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DP1 ; TB2 ; YOP1 ; POB16 ; Yip2e ; D5S346 ; C5orf18 ; REEP5
Espèces	Humain
GeneID (Humain)	7905
GeneID	7905
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-189 du REEP5 humain (NP_005660.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q00765
Poids moléculaire de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace