

Anticorps Polyclonal Anti-Reg1A Pour Wb Et Elisa - P05451

Numéro d'article: CM0029465



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'humain REG1A (Lithostatine-1-alpha), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régénération pancréatique et cérébrale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	REG1A Rabbit pAb
Remarques/Alias	P19, PSP, PTP, REG, ICRF, PSPS, PSPS1, REG1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5967
GeneID	5967
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50-150 de l'humain REG1A (NP_002900.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05451
Poids moléculaire de la protéine	19kDa
Expédition	Sac de glace