


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Reg3A Pour Wb, Elisa - Q06141

Numéro d'article: CM0019808



### Introduction

Validez l'expression de REG3A avec cet anticorps polyclonal de lapin, adapté aux applications WB et ELISA. Détecte la REG3A humaine, murine et de rat, une lectine de type C bactéricide impliquée dans l'inflammation et la régénération tissulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | pAb de lapin anti-REG3A                                                                                                          |
| Remarques/Alias                  | HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A                                                               |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                           |
| Identifiant du gène              | 5068                                                                                                                             |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-175 de la REG3A humaine (NP_002571.1). |
| Source                           | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                            | Q06141                                                                                                                           |
| Poids moléculaire de la protéine | 19 kDa                                                                                                                           |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                     |