


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Reg3A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q06141

Numéro d'article: CM0014712



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-REG3A de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'Humain, la Souris, le Rat. Cible REG3A (Q06141) pour les études sur la réponse antimicrobienne et inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Rég3A Lapin pAb
Alias	HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
Espèce	Humain
ID du Gène	5068
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-175 de REG3A humain (NP_002571.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06141
Poids Moléculaire Protéique	19 kDa
Expédition	Sac de glace