

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Reg4 Pour Wb Et Elisa - Q9Byz8

Numéro d'article: CM0013344



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le REG4 humain, adapté à la WB et à l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Cible la protéine 4 dérivée des îlots régénérants, une lectine impliquée dans l'inflammation gastro-intestinale et le cancer. Idéal pour la recherche sur le cancer colorectal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	REG4 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	GISP ; RELP ; REG-IV ; REG4
Espèce	Humain
GeneID	83998
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23 à 158 du REG4 humain (NP_114433.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9BYZ8
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Poche de glace