

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Relb Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q01201

Numéro d'article: CM0007374



Introduction

Le mAb RELB lapin est un anticorps monoclonal recombinant validé pour Western blot, IHC-P, immunoprécipitation et ELISA. Il reconnaît la protéine RELB humaine, de souris et de rat (62 kDa), et permet l'étude de la voie des facteurs de transcription NF- κ B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	RELB Rabbit mAb
Remarques / Alias	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5971
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 296-436 de la protéine RELB humaine (NP_006500.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01201
Poids de la protéine	62kDa
Expédition	Sac de glace