

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Relb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q01201

Numéro d'article: CM0016674



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RELB humain (Facteur de transcription RelB), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation NF-kappa-B, du développement des lymphocytes et de l'inflammation. PM ~62 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RELB Lapin pAb
Remarques/Alias	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5971
GeneID	5971
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 296-436 du RELB humain (NP_006500.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB,IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01201
Poids moléculaire	62kDa
Expédition	Sac de glace