

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Reln Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P78509

Numéro d'article: CM0024469



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RELN validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte RELN chez l'homme, la souris et le rat. Immunogène recombinant (aa 50-190). Pour la recherche en neurosciences et biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	RELN Rabbit pAb
Remarques / Alias	RL; ETL7; LIS2; PRO1598; RELN
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5649
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-190 de la RELN humaine (NP_005036.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78509
Poids de la protéine	388 kDa
Expédition	Sachet de glace