

Anticorps Monoclonal Anti-Rénine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P00797

Numéro d'article: CM0004992



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la rénine humaine (P00797). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du système rénine-angiotensine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Rénine Lapin mAb
Remarques/Alias	RTD; HNFJ2; ADTKD4; Rénine
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5972
ID de Gène	5972
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-406AA de la rénine humaine (NP_000528.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00797
Poids Moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace