

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rénine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00797

Numéro d'article: CM0021697



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-Rénine validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec la rénine humaine, de souris et de rat. Un outil de recherche pour les études sur le système rénine-angiotensine, l'hypertension et l'analyse de la fonction rénale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Rénine Lapin pAb
Remarques/Alias	RTD; HNFJ2; ADTKD4; Rénine
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5972
ID de Gène	5972
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-406 de la Rénine humaine (NP_000528.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00797
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace