

Anticorps Polyclonal Anti-Repin1 Pour Wb, Elisa - Q9Bwe0

Numéro d'article: CM0023589

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin REPIN1 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le REPIN1 humain et de souris, une protéine de liaison à l'ADN de 64 kDa impliquée dans la régulation du métabolisme des lipides et du fer. Idéal pour la biologie cellulaire et la recherche métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	REPIN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464; REPIN1
Espèce	Humain
ID de Gène	29803
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 376-567 du REPIN1 humain (NP_037532.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9BWE0
Poids Protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace