

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Repin1 Pour Wb - Q9Bwe0

Numéro d'article: CM0005059

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-REPIN1 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Il reconnaît la protéine de liaison à l'ADN de 60 kDa impliquée dans l'import d'acides gras et le métabolisme lipidique, idéal pour la recherche métabolique et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	REPIN1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464
Espèce	Humain
GeneID (humain)	29803
GeneID	29803
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 376-567 de REPIN1 humain (NP_037532.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BWE0
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace