

Anticorps Polyclonal Anti-Reptin/Ruvbl2 Pour Wb, Elisa - Q9Y230

Numéro d'article: CM0013230



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Reptin/RUVBL2 (RUVBL2), validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Impliqué dans le remodelage de la chromatine, la transcription et la réparation de l'ADN ; adapté aux études des complexes NuA4 et INO80.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin Reptin/RUVBL2
Remarques/Alias	RVB2 ; TIH2 ; ECP51 ; TIP48 ; CGI-46 ; ECP-51 ; INO80J ; REPTIN ; TIP49B ; TAP54-beta ; Reptin/RUVBL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10856
GeneID	10856
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-463 de Reptin/RUVBL2 humain (NP_006657.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y230
Poids moléculaire protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace