

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Reptin/Ruvbl2 Pour Wb, Elisa - Q9Y230

Numéro d'article: CM0011727



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le Reptin/RUVBL2 humain (RUVBL2, TIP48, ECP51). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine, la transcription et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Reptin/RUVBL2 Lapin mAb
Remarques/Alias	RVB2; TIH2; ECP51; TIP48; CGI-46; ECP-51; INO80J; REPTIN; TIP49B; TAP54-beta; Reptin/RUVBL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10856
GeneID	10856
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 du Reptin/RUVBL2 humain (Q9Y230)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9Y230
Poids moléculaire	51kDa
Expédition	Sac de glace