

Anticorps Polyclonal Anti-Rere (Protéine De Type Atrophin-1) Pour Wb Et Elisa - Q9P2R6

Numéro d'article: CM0013180



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RERE (protéine de type Atrophin-1), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de la souris et du rat. Convient à l'étude de la répression transcriptionnelle et des voies de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RERE Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARG, ARP, DNB1, ATN1L, NEDBEH, RERE
Espèce	Humaine
GeneID	473
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la protéine humaine RERE (NP_036234.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9P2R6
Poids moléculaire	172 kDa
Expédition	Sac de glace