


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rest/Nrsf Pour Wb, Ip, Elisa - Q13127

Numéro d'article: CM0007654



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le REST/NRSF humain (Q13127), validé pour WB, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour les études sur le silençage des gènes neuronaux, le remodelage de la chromatine et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	REST/NRSF Rabbit mAb
Remarques/Alias	WT6, XBR, HGF5, NRSF, DFNA27, GINGF5, REST/NRSF
Espèce	Humain
GeneID	5978
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 du REST/NRSF humain (Q13127)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13127
Poids protéique	122 kDa
Livraison	Sac de glace