


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rest/Nrsf Pour If/Cci, Elisa - Q13127

Numéro d'article: CM0024564



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant REST/NRSF humain (facteur de transcription silencieux RE1). Validé pour IF/CCI et ELISA. Idéal pour l'étude de la régulation génique neuronale, le maintien des cellules souches et les mécanismes pathologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	REST/NRSF Rabbit pAb
Remarques / Alias	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
Espèce	Humain
GeneID	5978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 760-1060 de REST/NRSF humain (NP_001180437.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q13127
Poids protéique	122 kDa
Expédition	Sac de glace