


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rest/Nrsf Pour Wb, Elisa - Q13127

Numéro d'article: CM0024956



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant REST/NRSF, un répresseur de gènes neuronaux, validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Essentiel pour la recherche sur la modification de la chromatine et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	REST/NRSF Rabbit pAb
Remarques / Alias	WT6; XBR; HGF5; NRSF; DFNA27; GINGF5; REST/NRSF
Espèce	Humain
ID du gène	5978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-130 de REST/NRSF humain (NP_005603.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13127
Poids de la protéine	122 kDa
Expédition	Sac de glace