

Anticorps Monoclonal Anti-Ret De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - P07949

Numéro d'article: CM0002652



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le proto-oncogène Ret humain. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité humaine et murine. Convient pour la recherche en signalisation cellulaire, cancer et neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ret Rabbit mAb
Remarques/Alias	PTC ; MTC1 ; HSCR1 ; MEN2A ; MEN2B ; CDHF12 ; CDHR16 ; RET-ELE1 ; Ret
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5979
GeneID	5979
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1000-1100 du Ret humain (NP_066124.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P07949
Poids moléculaire protéique	124 kDa
Expédition	Sac de glace