

Anticorps Monoclonal Anti-Rev-Erb Beta/Nr1D2 Pour Wb, Elisa - Q14995

Numéro d'article: CM0002713



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Rev-erb beta/NR1D2 pour WB et ELISA. Détecte le Rev-erb beta humain, souris et rat, un régulateur du rythme circadien et du métabolisme. Idéal pour la recherche sur les récepteurs nucléaires et la chronobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Rev-erb beta/NR1D2 Lapin mAb
Remarques/Alias	RVR; BD73; EAR-1R; REVERBB; REVERBbeta; Rev-erb beta/NR1D2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9975
GeneID	9975
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-300 du Rev-erb beta/NR1D2 humain (NP_005117.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q14995
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace